

iHealth®

Oxymètre de pouls sans fil



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION

CHARGEZ LA BATTERIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Branchez l'Oxymètre de pouls sans fil iHealth sur un port USB pendant trois heures, ou jusqu'à ce que le voyant de batterie s'éteigne.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION

Téléchargez l'application gratuite « iHealth MyVitals » depuis l'App Store (pour les appareils iOS) ou le Google Play Store (pour les appareils Android). Suivez les instructions affichées à l'écran pour vous inscrire et créer votre compte utilisateur iHealth. (Votre appareil iOS doit être à la version 5.0 ou plus récente, et votre appareil Android à la version 4.3 ou plus récente).



ACCÈS AU NUAGE iHEALTH

En configurant votre compte d'utilisateur de l'application, vous aurez également accès à un compte en nuage iHealth gratuit et sûr, à l'aide de votre nom de connexion et de votre mot de passe pour l'application.

Rendez-vous sur www.ihealthlabs.com, puis cliquez sur « Sign In » (se connecter).

ACTIVEZ LA BLUETOOTH

Votre oxymètre de pouls sans fil iHealth utilise la technologie *Bluetooth* 4.0 basse énergie dite « BLE ».

Activez le Bluetooth sur votre appareil [Si appareil iOS : Réglages->Général->Bluetooth->Activé Si appareil Android : Paramètres->Bluetooth->Activé], et lancez l'application pour démarrer la connexion. L'icône *Bluetooth* s'allumera et cessera de clignoter dès que la connexion sera établie avec succès. La date et l'heure de votre Oxymètre de pouls se synchroniseront avec celles de votre dispositif iOS dès la première connexion réussie.

INSTRUCTIONS POUR LES MESURES

1. Ouvrez la pince de l'Oxymètre de pouls, puis placez le majeur, l'annulaire ou l'index de votre main gauche dans l'ouverture en caoutchouc de l'oxymètre, le côté de l'ongle vers le bas comme dans la présente image.
2. Sur le panneau frontal, appuyez une fois sur le bouton « Start » (Démarrer) pour allumer l'oxymètre.
3. Laissez votre main immobile pendant la mesure.
4. Au bout de quelques secondes, la valeur de votre SpO2 s'affichera sur l'écran de l'oxymètre et dans l'application si celle-ci est activée.
5. Si le signal est trop faible, changez de doigt et réessayez.
6. Enlevez l'oxymètre de votre doigt. L'oxymètre s'éteindra automatiquement au bout de 8 secondes.

