

---

# **Manuale d'uso del termometro iHealth**

**Termometro a infrarossi senza contatto (PT2L)**

## **Contenuto**

<b>INTRODUZIONE DEL PRODOTTO .....</b>	<b>1</b>
<b>AVVERTENZE .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIZIONE GENERALE .....</b>	<b>3</b>
<b>PRESTAZIONI DEL PRODOTTO .....</b>	<b>4</b>
<b>DESTINAZIONE D'USO .....</b>	<b>5</b>
<b>CONTROINDICAZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>ISTRUZIONI D'USO.....</b>	<b>5</b>
<b>ERRORI DEL PRODOTTO E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....</b>	<b>8</b>
<b>TEMPERATURA CORPOREA.....</b>	<b>8</b>
<b>CURA E PULIZIA.....</b>	<b>9</b>
<b>MANUTENZIONE .....</b>	<b>9</b>
<b>MATERIALI INCLUSI.....</b>	<b>10</b>
<b>SEGNI E SIMBOLI.....</b>	<b>10</b>
<b>ALTRI STANDARD E CONFORMITÀ.....</b>	<b>11</b>
<b>INFORMAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA .....</b>	<b>11</b>
<b>GARANZIA.....</b>	<b>12</b>

---

## Introduzione del prodotto

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Questo prodotto è un termometro a infrarossi (RI) di alta tecnologia progettato per rilevare la temperatura del corpo umano attraverso la misurazione di energia dei raggi infrarossi emessa dalla fronte. Il prodotto aiuta a valutare le proprie condizioni di salute e dei propri familiari in modo semplice e veloce.

Nome del prodotto: Termometro a infrarossi senza contatto

Modello del prodotto: PT2L

## AVVERTENZE


1. L'uso di questo termometro non deve sostituire il parere di un medico. Consultare il proprio medico in caso di dubbi sulla lettura della temperatura.
2. Mantenere il termometro fuori dalla portata di bambini. Se si ingerisce accidentalmente la batteria o altri componenti, contattare immediatamente i servizi di emergenza.
3. Le batterie non devono essere gettate nel fuoco né andare in cortocircuito.
4. Le letture del termometro devono essere considerate come riferimenti. Non cercare di eseguire un'autodiagnosi o un autotrattamento utilizzando la lettura della temperatura. Richiedere l'assistenza professionale di un medico qualora necessario.
5. Non esiste una temperatura standard del corpo umano che possa identificarsi come valore assoluto. È importante conoscere il raggio di temperatura normale del proprio corpo per determinare con precisione se si ha febbre.
6. Prima di effettuare la misurazione, assicurarsi che la fronte del soggetto interessato non presenti tracce di sudore, cosmetici, sporco o grasso.
7. I pazienti non devono bere, mangiare o praticare attività fisica prima o durante la misurazione della temperatura. Attendere 30 minuti prima di effettuare la misurazione. La lettura della temperatura rilevata è più precisa e utile come riferimento quando il corpo si ritrova in uno stato di equilibrio stabile.
8. Non misurare a temperatura su tessuti cicatriziali, ferite aperte o ustioni.
9. Se c'è una differenza di temperatura tra l'area in cui il termometro è conservato e il nuovo ambiente in cui si introduce, lasciare che il termometro si ambienta per 30 minuti prima di effettuare la misurazione.
10. Non misurare la temperatura corporea subito dopo l'assunzione di medicinali che possono alterarla. La lettura della temperatura rilevata in questo momento non risulterà precisa.
11. È normale che le letture rilevate durante misurazioni continue oscillino entro un piccolo intervallo. Durante misurazioni continue, la temperatura corporea della persona può essere trasmessa al termometro in modo da influire sulla precisione della misurazione stessa. Si consiglia di effettuare un massimo di 3 letture continue nell'arco di un breve periodo di tempo.

- 
12. Durante la misurazione, evitare l'esposizione diretta al sole, a condizionatori o termosifoni, poiché questo potrebbe provocare variazioni della temperatura della fronte. Nei limiti del possibile, effettuare le misurazioni all'interno di un ambiente stabile.
  13. Non misurare la temperatura corporea in un ambiente esposto a forti interferenze elettromagnetiche (per esempio, luoghi in prossimità di un forno a microonde in funzione, piastre a induzione o telefono in uso), poiché le interferenze elettromagnetiche possono causare errori nella lettura o persino danni al dispositivo.
  14. Considerare questo prodotto come dispositivo personale. Pulire e disinfettare il prodotto adeguatamente per evitare contaminazioni incrociate.  
Il funzionamento dello strumento può essere influenzato negativamente in presenza di una delle seguenti situazioni:
    - 1) Utilizzo al di fuori del campo di temperatura della persona indicata dal produttore.
    - 2) Utilizzo al di fuori del campo di temperatura e umidità di funzionamento indicati dal produttore.
    - 3) Conservazione al di fuori del campo di temperatura e umidità ambientale indicati dal produttore.
    - 4) Urto meccanico.
    - 5) Componenti ottici infrarossi sporchi o danneggiati, così come definiti dal produttore.
  15. I requisiti di precisione del laboratorio ASTM nel campo di visualizzazione da 37 a 39 °C (98 a 102 °F) per i termometri a infrarossi sono di  $\pm 0,2$  °C ( $\pm 0,4$  °F), mentre per i termometri a mercurio in vetro ed elettrici, il requisito di conformità ASTM E667-86 e E1112-86 è di  $\pm 0,1$  °C ( $\pm 0,2$  °F).
  16. Non utilizzare questo dispositivo se si è allergici alla plastica o alla gomma.
  17. I materiali che possono entrare in contatto con il paziente sono conformi alle norme ISO 10993-5 e ISO 10993-10. Non producono reazioni tossiche, allergiche e irritanti. Sono conformi ai requisiti della direttiva sui dispositivi sanitari. Sulla base della scienza e della tecnologia attuali, non sono note altre possibili reazioni allergiche.
  18. Il paziente può utilizzare il dispositivo.
  19. Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 della normativa FCC. Tali limiti sono progettati per offrire una protezione adeguata contro interferenze dannose in una installazione domestica. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è nessuna garanzia che si verifichino interferenze in una installazione specifica. Se questo apparecchio provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, riscontrabili attraverso l'accensione e lo spegnimento dello stesso, l'utente deve cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:
    - Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
    - Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.


- 
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente di un circuito differente rispetto a quello su cui è collegato il ricevitore.
  - Consultare il proprio rivenditore o un tecnico specializzato in radio/TV per ricevere assistenza.
20. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della normativa della FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono provocare un funzionamento indesiderato.
21. Con questo dispositivo, la lettura della temperatura della fronte è equivalente alla lettura orale.

## Descrizione generale

Il termometro si compone principalmente di un involucro di plastica, di un sensore di temperatura a RI, di un display LCD e di batterie.




## Istruzioni per il display LCD



Dimensioni del dispositivo: Approx. 141 mm x 32 mm x 48 mm  
(5,55 x 1,26 x 1,89 pollici)

Peso del prodotto: Approx. 53 g (senza batterie)

## Prestazioni del prodotto

1. Posizione per la misurazione: Centro della fronte
2. Distanza di misurazione dalla fronte:  $\leq 3$  cm (1,18 pollici)
3. Fonte di alimentazione: 3 V CC; 2 batterie AAA x 1,5 V 
4. Intervallo di misurazione: 34,0 °C - 43,0 °C (93,2 °F - 109,4 °F)
5. Precisione di misurazione:  $\pm 0,2$  °C ( $\pm 0,4$  °F) entro 35,0 °C - 42,0 °C (95 °F - 107,6 °F),  
Fuori da questo intervallo di misurazione:  $\pm 0,3$  °C ( $\pm 0,5$  °F).
6. Risoluzione: 0,1 °C (0,1 °F)
7. Unità di misura: Celsius (°C) o Fahrenheit (°F)
8. Precisione di ripetizione: Entro  $\pm 0,3$  °C ( $\pm 0,5$  °F)
9. Condizioni operative:  
Temperatura: 15 °C-40 °C (59 °F-104 °F)  
Umidità:  $\leq 95$  % de HR, senza condensazione  
Precisione atmosferica: 70 KPa ~ 106 KPa
10. Condizioni di trasporto e conservazione  
Temperatura: -25 °C - 55 °C (-13 °F - 131 °F)  
Umidità:  $\leq 95$  % de HR, senza condensazione  
Precisione atmosferica: 70 KPa ~ 106 KPa
11. Display: Display LCD
12. Modalità di impiego: modalità regolata; parte di riferimento del corpo: bocca)
13. IT : Durata in servizio prevista: 5 anni
14. Intervallo tra una misurazione e l'altra: minimo 5 secondi
14. Durata della batteria: approssimativamente 300 misurazioni

---

## Destinazione d'uso

Il termometro multifunzione è destinato alla misurazione intermittente della temperatura corporea della superficie cutanea centrale della fronte in soggetti di tutte le età. Può essere utilizzato da utenti in ambiente domestico e da operatori sanitari.


## Controindicazioni





Sconsigliato a persone che presentano lesioni nell'area di misurazione, come infiammazioni, traumi, lesioni post-operatorie, ecc.

## Istruzioni d'uso

### (1) Inserimento del prodotto


Inserire le due batterie nel vano batterie posizionato nella parte posteriore dell'apparecchio. Il termometro avvierà un autocontrollo e il display LCD visualizzerà questa immagine; in seguito, emetterà un segnale acustico e si spegnerà automaticamente (se nel display LCD compare , cambiare le batterie per assicurarsi di avere una carica sufficiente).





Nota:  Smaltire le batterie e gli strumenti elettronici in conformità alla normativa locale vigente. Non smaltirle con rifiuti domestici.

### (2) Processo di misurazione


① Mettere il cappuccio al termometro per accedere alla modalità di misurazione della fronte. Puntare la sonda del termometro al centro della fronte e mantenerla a una distanza inferiore ai 3 cm (1,18 pollici) dalla stessa (la distanza ottimale corrisponde approssimativa alla larghezza dell'indice di un adulto). Non toccare la fronte con la sonda.



② Premere delicatamente il tasto di misurazione [  ] per avviare la misurazione.



③ L'indicatore emetterà un suono acustico una volta ottenuta la lettura (la funzione dell'interruttore dell'indicatore acustico è opzionale, consultare "(4) Interruttore dell'indicatore acustico" per le impostazioni). La lettura sarà visualizzata sul display. Se la misurazione non va a buon fine, l'indicatore acustico non emetterà nessun suono e il display visualizzerà [ - - - °C ].



**Motivazioni che possono causare errori di misurazione:**

- A. La temperatura ambiente non soddisfa i requisiti di misurazione o c'è una differenza di temperatura eccessiva;
- B. La temperatura nominale supera il campo di misurazione.

(3) Spento

Se non si ha bisogno di effettuare ulteriori misurazioni, lasciare semplicemente il dispositivo in stand-by per 8 secondi affinché si spenga automaticamente.

(4) Interruttore dell'indicatore acustico



- 1) Se spento, tenere premuto il tasto di misurazione fino a quando non compare il simbolo dell'indicatore "🔊" nel display.
  - 2) Rilasciare il tasto quando compare "🔊": si attiverà la funzione dell'indicatore acustico;
  - 3) Rilasciare il tasto quando "🔊" scompare : si disattiverà la funzione dell'indicatore acustico;
  - 4) Dopo aver configurato l'interruttore di avvertimento dell'indicatore, il display visualizzerà l'unità di temperatura attuale e si spegnerà automaticamente in 4 secondi.
- (5) Cambio di unità
- 1) Dopo aver modificato l'interruttore di avvertimento nell'apparecchio (5), il display LCD visualizzerà l'unità di temperatura attuale. Tenere premuto subito il tasto, quindi inserire lo stato di impostazione di unità. In questo momento, nel display si alterneranno i simboli delle unità °C e °F.
  - 2) Rilasciare il tasto quando compare "°C": l'unità è configurata come °C;
  - 3) Rilasciare il tasto quando compare "°F": l'unità è configurata come °F.
- (6) Visualizzazione dello stato della temperatura
- 1) Quando la temperatura misurata  $T < 37,5$  °C, "😊" verrà visualizzato sul display LCD.
  - 2) Quando la temperatura misurata  $37,5$  °C  $\leq T < 38,0$  °C, "😬" verrà visualizzato sul display LCD.
  - 3) Quando la temperatura misurata  $T < 38,0$  °C, "😞" verrà visualizzato sul display LCD.







#### (7) Funzione avviso di batteria scarica

All'accensione, il termometro rileverà automaticamente la capacità restante della batteria. Se la capacità della batteria è bassa ma consente di realizzare misurazioni, si visualizzerà il simbolo di batteria scarica [🔋] con i risultati della misurazione. In ogni caso, se la capacità della batteria è troppo bassa per realizzare misurazioni, il display visualizzerà una sola icona [🔋] intermittente e si spegnerà automaticamente dopo 8 secondi. Per continuare a usare il dispositivo, sostituire le vecchie batterie.

#### (8) Sostituzione delle batterie

1. Premere e sostenere il coperchio del vano batterie con il dito e applicare un po' di forza per farlo scorrere fino in fondo e aprire il vano.
2. Ritirare le vecchie batterie e installare le nuove.
3. Verificare i simboli di polarità delle batterie per posizionarle nel verso giusto durante l'installazione. Assicurarsi che le nuove batterie siano ben posizionate nel vano e dal verso giusto.
4. Riposizionare il coperchio e chiudere il vano batterie.
  - Smaltire le batterie usate in conformità con la normativa nazionale.
  - Non smaltire le batterie direttamente nella spazzatura.
  - Estrarre le batterie dall'apparecchio se non si utilizzerà per più di un mese.
  - Al termine dell'operazione, non toccare le batterie e il paziente allo stesso tempo.
  - Non gettare le batterie nel fuoco.

## Errori del prodotto e risoluzione dei problemi

Problema	Elemento da rilevare	Soluzione
	Batterie esaurite.	Sostituire le batterie vecchie con delle nuove.
	Batterie posizionate con la polarità sbagliata. Le batterie non sono installate correttamente.	Estrarre le batterie e reinstallarle correttamente.
	Impossibile effettuare la misurazione perché la capacità attuale delle batterie è troppo bassa.	Sostituire le batterie.
	La distanza di misurazione è troppo grande. La temperatura nominale supera il campo di misurazione. La temperatura ambiente supera il campo di progettazione o è instabile.	Seguire il manuale di istruzioni e ripetere le misurazioni.
	Stato attuale: Tutti i simboli lampeggiano sul display. Impossibile utilizzare il prodotto.	Contattare il servizio di assistenza clienti.

## Temperatura corporea

- La temperatura corporea oscilla tra 35,5 °C - 37,8 °C ( 95,9 °F a 100 °F). Per determinare se il soggetto ha febbre, confrontare la temperatura rilevata con la temperatura normale. Un aumento dell'1 °C (1 °F) o superiore alla temperatura corporea di riferimento indica generalmente che si ha febbre.

- Zone di misurazione diverse (rettale, ascellare, orale, frontale, auricolare) produrranno letture differenti. Pertanto, non confrontare le misurazioni rilevate in zone differenti.
- Di seguito, la temperatura tipica nell'adulto, a seconda delle differenti zone di misurazione:

Rettale	97,9 °F - 99,1 °F	Da 36,6 °C a 38 °C
Ascellare	94,5 °F - 99,1 °F	Da 34,7 °C a 37,3 °C
Orale	95,9 °F - 99,5 °F	Da 35,5 °C a 37,5 °C
Auricolare	96,4 °F - 100,4 °F	Da 35,8 °C a 38 °C

## Cura e pulizia

1. La sonda (il sensore) è la parte più complessa del termometro e deve restare pulita e intatta per ottenere letture precise.  
Utilizzare il metodo seguente per pulirla:
  - 1) Pulire delicatamente la superficie della sonda con un bastoncino di cotone imbevuto di alcol etilico superiore al 75%.
  - 2) Attendere almeno un minuto per la completa asciugatura della sonda.
2. Se la sonda (il sensore) è rotta, contattare il servizio di assistenza clienti.
3. Utilizzare un panno di tela morbido e asciutto per pulire il display e la superficie esterna del termometro. Se il termometro è molto sporco, inumidire un panno con un po' di alcol etilico per pulire il dispositivo.
4. Il prodotto non è impermeabile. Non pulire il dispositivo con detersivi. Non immergere il termometro in acqua o altri liquidi.

## Manutenzione

1. L'azienda non autorizza nessuna agenzia o individuo a effettuare riparazioni o manutenzione del prodotto. Non cercare di smontare o modificare il termometro se si sospettano problemi con il funzionamento del dispositivo.
2. Il termometro a raggi infrarossi è un strumento estremamente preciso. Qualsiasi intervento di manutenzione inadeguato, smontaggio o modifica può comportare imprecisioni nelle misurazioni del prodotto.
3. Verificare che il dispositivo non presenti danni a seguito di cadute. In caso di incertezza, contattare il servizio di assistenza clienti per una revisione del dispositivo.
4. Il termometro viene calibrato inizialmente durante la progettazione. Se si utilizza il termometro secondo le istruzioni d'uso, non sarà necessario configurarlo periodicamente. In caso di dubbi sulla precisione della misurazione durante il periodo di garanzia, contattare il servizio di assistenza clienti.
5. L'utente non deve incaricarsi della manutenzione di nessun componente. Possono essere forniti schemi di cablaggio, elenchi di parti di ricambio, descrizioni, istruzioni di calibrazione o qualsiasi altra informazione che possa aiutare il personale tecnico qualificato dell'utente a riparare le parti dell'apparecchio interessate.
6. Il metodo per la verifica dell'accuratezza clinica può essere richiesto contattando il servizio di assistenza clienti.

- 
7. Non conservare né utilizzare il dispositivo a una temperatura o umidità eccessivamente elevate o basse (consultare i dati tecnici), sotto la luce del sole, in prossimità di corrente elettrica o luoghi con molta polvere. Evitare di far cadere il prodotto o di sottoporlo a forze esterne. In presenza di tali situazioni, possono verificarsi imprecisioni nella misurazione.
  8. Non toccare direttamente la sonda con le dita e non soffiarsi sopra. Le misurazioni effettuate con una sonda a infrarossi danneggiata o sporca possono risultare imprecise.
  9. Il dispositivo richiede 4 ore per riscaldarsi tra un utilizzo e l'altro: dalla temperatura di conservazione minima fino alla preparazione per l'UTILIZZO PREVISTO con una temperatura ambiente di 20 °C.
  10. Il dispositivo richiede 4 ore per raffreddarsi tra un utilizzo e l'altro: dalla temperatura di conservazione massima fino alla preparazione per l'UTILIZZO PREVISTO con una temperatura ambiente di 20 °C.

## Materiali inclusi

Usare solo gli accessori forniti dal produttore originale e verificare che non manchi nessun accessorio.

1 termometro RI

2 batterie AAA da 1,5 V

1 manuale d'uso

## Segni e simboli

I simboli seguenti si visualizzeranno nelle istruzioni d'uso e nel dispositivo:



Simbolo "LEGGERE LA GUIDA DI FUNZIONAMENTO"

(Colore di sfondo del segnale: azzurro. Simbolo grafico del segnale: bianco).



Simbolo "PROTEZIONE AMBIENTALE – I residui dei prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare se le strutture sono disponibili. Consultare le autorità locali o il proprio distributore per ricevere consigli sul riciclaggio".



Simbolo "PRODUTTORE"



Simbolo "ATTENZIONE"



Simbolo "NUMERO DI SERIE"



Simbolo "RAPPRESENTANTE EUROPEO"

**IP22** Il primo simbolo numerico è specifico dei "Gradi di protezione contro l'accesso a

parti pericolose e corpi estranei solidi". Il secondo simbolo numerico è specifico dei "Gradi di protezione contro la penetrazione dell'acqua"



Simbolo "Parte applicata di tipo BF"

**CE 0197** Simbolo "CONFORME AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE"

## ALTRI STANDARD E CONFORMITÀ

Il dispositivo è conforma alla Direttiva dell'UE 93/42/CEE relativa ai prodotti medici, IEC 60601-1 Apparecchi elettromedicali -- Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali), IEC 60601-1-2 (Apparecchi elettromedicali - Parte 1-2: Requisiti generali per la sicurezza di base e il funzionamento essenziale - Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Requisiti e prove), la ASTM (American Society for Testing and Materials) E 1965 - 98, IEC-60601-1-11(Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali. Norma collaterale: Requisiti per apparecchi elettromedicali e sistemi elettromedicali utilizzati per la cura nell'ambiente medico domestico), ISO 80601-2-56 (Apparecchi elettromedicali -- Parte 2-56: Requisiti particolari per la sicurezza di base e le caratteristiche di prestazione essenziali dei termometri clinici per la misurazione della temperatura corporea). Si noti che i sistemi di comunicazione ad alta frequenza portatili e mobili possono interferire con questa unità.

Questo termometro a infrarossi soddisfa i requisiti della norma ASTM (E1965-98). Il produttore è pienamente responsabile della conformità del prodotto alla norma (produttore: ANDON HEALTH CO., LTD. Indirizzo: 3 Jinping Street, Ya An Road, Nankai District, Tianjin 300190, Cina).

## INFORMAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ

### ELETTROMAGNETICA

**Tabella 1 - Limiti di emissione per l'ambiente**

Fenomeno	Conformità	Ambiente elettromagnetico
Emissioni RF condotte e irradiate	CISPR 11 Gruppo 1, Classe B	Il dispositivo è destinato all'uso nell'ambiente sanitario domestico
Distorsione armonica	IEC 61000-3-2 NA	Il dispositivo funziona a batterie
Sbalzi di tensione e lampeggio	IEC 61000-3-3 NA	Il dispositivo funziona a batterie

**Tabella 2 - Porta circostante**

Fenomeno	Norma di conformità elettromagnetica di base	Livelli di prova di immunità
		Ambiente sanitario domestico
Scarica elettrostatica	IEC 61000-4-2	Contatto $\pm 8$ kV Aria $\pm 2$ kV, $\pm 4$ kV, $\pm 8$ kV, $\pm 15$ kV

Campo elettromagnetico a radiofrequenza irradiato	IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80% AM a 1 kHz
Campi di prossimità degli apparecchi di comunicazione wireless RF	IEC 61000-4-3	Consultare la tabella 3
Campi magnetici a frequenza di potenza nominale	IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz o 60 Hz

**Tabella 3 - Campi di prossimità degli apparecchi di comunicazione wireless RF**

Frequenza di prova (MHz)	Banda (MHz)	Livelli di prova di immunità
		Ambiente nei centri sanitari professionali
385	380-390	Modulazione di impulsi 18 Hz, 27 V/m
450	430-470	FM, $\pm 5$ kHz deviazione, 1 kHz sinusoidale, 28 V/m
710	704-787	Modulazione di impulsi 217Hz, 9 V/m
745		
780		
810	800-960	Modulazione di impulsi 18Hz, 28 V/m
870		
930		
1720	1700-1990	Modulazione di impulsi 217Hz, 28 V/m
1845		
1970		
2450	2400-2570	Modulazione di impulsi 217Hz, 28 V/m
5240	5100-5800	Modulazione di impulsi 217Hz, 9 V/m
5500		
5785		

## **GARANZIA**

Contattare il proprio distributore o il servizio di assistenza clienti in caso di reclami contemplati dalla garanzia. Se si deve inviare l'unità, allegare una copia della ricevuta con una chiara descrizione del difetto.

I termini di garanzia sono i seguenti:

- 
1. Il periodo di garanzia del dispositivo è di un anno a decorrere dalla data di consegna. In caso di richieste sotto garanzia, la ricevuta di vendita o la fattura confermeranno la data di consegna.
  2. Le riparazioni effettuate durante il periodo di garanzia non estenderanno tale periodo.
  3. La garanzia non copre i seguenti casi
    - Tutti i danni causati per trattamento improprio, come ad esempio la mancata osservanza delle istruzioni d'uso.
    - Tutti i danni riconducibili a riparazioni o manipolazioni da parte del cliente o terzi non autorizzati.
    - Danni prodotti durante il trasporto dal produttore al consumatore o durante il trasporto al centro di assistenza.
    - Accessori soggetti a normali condizioni di usura.
  4. Si esclude qualsiasi responsabilità per danni causati direttamente o indirettamente dall'apparecchio, anche se il danno all'apparecchio viene coperto dalla garanzia.

Distribuito da:

USA:

iHealth Labs Inc.

120 San Lucar Ct., Sunnyvale, CA 94086, EE. UU.

+1-855-816-7705


[www.ihealthlabs.com](http://www.ihealthlabs.com)

Europa:

iHealthLabs Europe SAS

36 Rue de Ponthieu, 75008, Parigi, Francia

[support@ihealthlabs.eu](mailto:support@ihealthlabs.eu) [www.ihealthlabs.eu](http://www.ihealthlabs.eu)



iHealthLabs Europe SAS

36 Rue de Ponthieu, 75008, Parigi, Francia



ANDON HEALTH CO., LTD.

N. 3 Jinping Street, Ya An Road, Nankai District, Tianjin 300190, Cina

Tel.: 86-22-87611660

Data di rilascio: 19 maggio 2020