

---

# Manual de usuario del termómetro iHealth

Termómetro infrarrojo sin contacto (PT2L)

## Contenido

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO .....	1
AVISO.....	1
DESCRIPCIÓN GENERAL .....	3
RENDIMIENTO DEL PRODUCTO .....	4
USO PREVISTO .....	5
CONTRAINDICACIONES .....	5
INSTRUCCIONES DE USO .....	5
ERRORES DE PRODUCTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	8
TEMPERATURA CORPORAL.....	8
CUIDADO Y LIMPIEZA.....	9
MANTENIMIENTO .....	9
MATERIALES INCLUIDOS.....	10
SIGNOS Y SÍMBOLOS.....	10
OTROS ESTÁNDARES Y CONFORMIDADES .....	11
INFORMACIÓN DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA .....	11
GARANTÍA.....	12

---

## Introducción del producto

Gracias por elegir nuestro producto.

Este producto es un termómetro de infrarrojos (IR) de alta tecnología diseñado para tomar la temperatura del cuerpo humano midiendo la energía de los rayos infrarrojos emitida por la frente. El producto le ayuda a evaluar sus condiciones de salud y las de sus familiares de forma fácil y rápida.

Nombre del producto: Termómetro infrarrojo sin contacto

Modelo de producto: PT2L

### AVISO


1. El uso de este termómetro no pretende sustituir el asesoramiento médico. Consulte a su médico si tiene dudas sobre la lectura de la temperatura.
2. Mantenga el termómetro fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental de la pila u otros componentes, póngase inmediatamente en contacto con los servicios de emergencia.
3. Las pilas no deben arrojarse al fuego ni hacer cortocircuito.
4. Las lecturas del termómetro deben considerarse como referencias. No intente realizar un autodiagnóstico o un autotratamiento utilizando las lecturas de la temperatura. Busque ayuda médica profesional cuando sea necesario.
5. No existe un estándar absoluto para la temperatura del cuerpo humano. Es importante conocer el rango de temperatura normal de su cuerpo para determinar con precisión si tiene fiebre.
6. Antes de medir, asegúrese de que la frente de la persona esté libre de sudor, cosméticos, suciedad o grasa.
7. Los pacientes no deben beber, comer, o hacer actividad física antes o durante la toma de la temperatura. Espere 30 minutos antes de realizar la medición. Las lecturas de temperatura tomadas cuando el cuerpo está en un estado de equilibrio estable son más precisas y útiles como referencia.
8. No tome la temperatura sobre tejidos cicatrizados, llagas abiertas o abrasiones.
9. Si hay una diferencia de temperatura entre el área de almacenamiento del termómetro y el nuevo entorno alrededor de la persona, deje que el termómetro se aclimate al nuevo ambiente durante 30 minutos antes de tomar la medición.
10. No mida la temperatura corporal inmediatamente después de consumir medicamentos que la eleven. Las lecturas de temperatura tomadas en este momento no serán precisas.
11. Es normal que las lecturas tomadas en mediciones continuas fluctúen dentro de un pequeño rango. Durante mediciones continuas, la temperatura corporal de la persona puede transmitirse al termómetro, lo que afecta a la precisión de la medición. Recomendamos tomar un máximo de 3 lecturas continuas en un período corto.

- 
12. No se coloque directamente frente al sol o frente a una salida de aire de un aire acondicionado o radiador durante la medición, ya que esto provocará cambios en la temperatura de la frente. Siempre que sea posible, las mediciones deben realizarse en un entorno estable.
  13. No mida la temperatura corporal en un entorno con fuertes interferencias electromagnéticas (por ejemplo, lugares cercanos a un microondas en funcionamiento, una cocina de inducción o un teléfono móvil en uso), ya que las interferencias electromagnéticas pueden causar errores en la lectura o incluso fallos en el dispositivo.
  14. Este producto debe ser considerado como un dispositivo personal. Limpie y desinfecte el producto adecuadamente para evitar la contaminación cruzada. El funcionamiento del instrumento puede verse afectado negativamente en caso de que ocurra una de las siguientes situaciones:
    - 1) Uso fuera del rango de temperatura de la persona especificado por el fabricante.
    - 2) Uso fuera de los rangos de temperatura y humedad de funcionamiento especificados por el fabricante.
    - 3) Almacenamiento fuera de los rangos de temperatura y humedad ambiental especificados por el fabricante.
    - 4) Golpe mecánico.
    - 5) Componentes ópticos infrarrojos sucios o dañados, según lo definido por el fabricante.
  15. Los requisitos de precisión del laboratorio de la ASTM en el rango de visualización de 37 a 39 °C (98 a 102 °F) para los termómetros de infrarrojos es de  $\pm 0,2$  °C ( $\pm 0,4$  °F), mientras que para los termómetros de mercurio en vidrio y electrónicos, el requisito según las normas ASTM E667-86 y E1112-86 es de  $\pm 0,1$  °C ( $\pm 0,2$  °F).
  16. No utilice este dispositivo si es alérgico al plástico o al caucho.
  17. Los materiales que pueden entrar en contacto con el paciente han pasado la prueba de las normas ISO 10993-5 e ISO 10993-10. No producen reacciones de toxicidad, alergia ni irritación. Cumplen con los requisitos de la directiva relativa a los productos sanitarios. En función de la ciencia y la tecnología actuales, se desconocen otras posibles reacciones alérgicas.
  18. El paciente puede utilizar el dispositivo.
  19. Se ha testado este equipo y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias peligrosas en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia por lo que, si no se instala y utiliza según las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay ninguna garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual se podrá determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes pautas:

- 
- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
  - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
  - Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
  - Consultar a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.
20. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
21. Las lecturas de la temperatura de la frente en este dispositivo son equivalentes a las lecturas orales.


## Descripción general

El termómetro está compuesto principalmente por una carcasa de plástico, un sensor de temperatura de IR, una pantalla LCD y pilas.



---

## Instrucciones de la pantalla LCD



Dimensiones del dispositivo: Aprox. 141 mm x 32 mm x 48 mm  
(5,55 x 1,26 x 1,89 pulgadas)

Peso del producto: Aprox. 53 g (sin pilas)

### Rendimiento del producto

1. Posición de medición: Centro de la superficie de la frente
2. Distancia de medicación de la frente:  $\leq 3$  cm (1,18 pulg.)
3. Fuente de alimentación: 3 V CC; 2 pilas AAA x 1,5 V
4. Rango de medición: 34,0 °C - 43,0 °C (93,2 °F - 109,4 °F)
5. Precisión de la medición:  $\pm 0,2$  °C ( $\pm 0,4$  °F) dentro de 35,0 °C - 42,0 °C (95 °F - 107,6 °F),  
fuera de este rango de medición:  $\pm 0,3$  °C ( $\pm 0,5$  °F).
6. Resolución: 0,1 °C (0,1 °F)
7. Unidades de medida: Celsius (°C) o Fahrenheit (°F)
8. Precisión de repetición clínica: Dentro de  $\pm 0,3$  °C ( $\pm 0,5$  °F)
9. Condiciones de funcionamiento:  
Temperatura: 15 °C-40 °C (59 °F-104 °F)  
Humedad:  $\leq 95$  % de HR, sin condensación  
Presión atmosférica: 70 KPa ~ 106 KPa
10. Condiciones de transporte y almacenamiento  
Temperatura: -25 °C - 55 °C (-13 °F - 131 °F)  
Humedad:  $\leq 95$  % de HR, sin condensación  
Presión atmosférica: 70 KPa ~ 106 KPa
11. Pantalla: Pantalla LCD
12. Modo de funcionamiento: modo ajustado; sitio corporal de referencia: oral)
13. Vida útil esperada: 5 años
14. Intervalo entre 2 mediciones: mínimo 5 segundos

---

14. Vida útil de la batería: aprox. 3000 mediciones

## Uso previsto

El termómetro multifunción está destinado a la medición intermitente de la temperatura corporal de la superficie cutánea central de la frente en personas de todas las edades. Puede ser utilizado por los consumidores en el entorno doméstico y por los proveedores de servicios de salud.

## Contraindicaciones



No se recomienda para las personas con lesiones en el área de medición, como, por ejemplo, inflamación, traumatismo, lesiones posoperatorias, etc.

## Instrucciones de uso

### (1) Colocación del producto

Inserte las dos pilas en el compartimento de las pilas en la parte posterior del aparato. El termómetro iniciará una autocomprobación, la pantalla LCD mostrará esta imagen; a continuación, emitirá un pitido y se apagará automáticamente (si aparece  en la pantalla LCD, cambie las pilas para asegurar que tiene suficiente energía).




Nota: Las pilas y los instrumentos electrónicos deben desecharse de conformidad con la normativa local aplicable. No los deseche con la basura doméstica.

### (2) Proceso de medición

① Colóquese la tapa al termómetro para acceder al modo de medición de la frente. Apunte la sonda del termómetro al centro de la frente y manténgala a menos de 3 cm



(1,18 pulgadas) de la misma (la distancia óptima es aproximadamente el ancho del dedo índice de un adulto). No toque la frente con la sonda.



② Pulse el botón de medición [  ] con suavidad para iniciar la medición.



③ El indicador acústico emitirá un pitido una vez que se obtenga la lectura (la función del interruptor del indicador acústico es opcional, consulte “(4) Interruptor del indicador acústico” para conocer los ajustes). La lectura se mostrará en la pantalla. Si la medición falla, el indicador acústico no sonará y la pantalla mostrará [ - - - °C ] en su lugar.



**Posibles razones que causan errores de medición:**

- A. La temperatura ambiente no cumple los requisitos de medición o hay una diferencia de temperatura excesiva;
- B. La temperatura objetivo supera el rango de medición.

(3) Apagado

Si no necesita medir más, simplemente deje el dispositivo en reposo durante 8 segundos para que se apague automáticamente.

(4) Interruptor del indicador acústico

- 
- 1) Cuando esté apagado, mantenga pulsado el botón de medición hasta que aparezca el símbolo del indicador “” en la pantalla.
  - 2) Suelte el botón cuando aparezca “”: la función del indicador acústico se abre;
  - 3) Suelte el botón cuando “” desaparezca: la función del indicador acústico se cierra;
  - 4) Después de configurar el interruptor de aviso del indicador, la pantalla mostrará la unidad de temperatura actual y se apagará automáticamente en 4 s.
- (5) Cambio de unidad
- 1) Después de ajustar el interruptor de aviso del indicador en el apartado (5), la pantalla LCD mostrará la unidad de temperatura actual. Mantenga pulsado el botón inmediatamente y, a continuación, entre en el estado de ajuste de unidades. En este momento, los símbolos de la unidad de °C y °F se alternarán en la pantalla.
  - 2) Suelte el botón cuando aparezca “°C”: la unidad está configurada como °C;
  - 3) Suelte el botón cuando aparezca “°F”: la unidad está configurada como °F.
- (6) Indicación del estado de la temperatura
- 1) Cuando la temperatura medida  $T < 37,5$  °C, “” aparecerá en la pantalla LCD.
  - 2) Cuando la temperatura medida  $37,5$  °C  $\leq T < 38,0$  °C, “” aparecerá en la pantalla LCD.
  - 3) Cuando la temperatura medida  $T \geq 38,0$  °C, “” aparecerá en la pantalla LCD.



(7) Función de recordatorio de batería baja




Cuando se encienda, el termómetro detectará automáticamente la capacidad restante de la pila. Si la capacidad de la pila es baja pero permite realizar mediciones, se mostrará el símbolo de batería baja [] con los resultados de la medición. Sin embargo, si la capacidad de la pila es demasiado baja para realizar mediciones, la pantalla mostrará un solo icono [] intermitente y se apagará automáticamente después de 8 segundos. Para continuar usando el dispositivo, reemplace las pilas viejas.

(8) Sustitución de las pilas

1. Presione y sostenga la tapa del compartimento de las pilas con el dedo y aplique un poco de fuerza para deslizarla hacia atrás y abrir el compartimento.
2. Retire las pilas viejas e instale las nuevas.

3. Consulte los símbolos de polaridad de las pilas para orientarlas correctamente durante la instalación. Asegúrese de que las nuevas pilas estén bien colocadas en el compartimento y de que la polaridad sea la correcta.
4. Vuelva a colocar la tapa y cierre el compartimiento de las pilas.
  - Cumpla con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes al deshacerse de las pilas usadas.
  - No tire las pilas directamente a la bolsa de basura.
  - Retire las pilas si el aparato no se va a utilizar durante más de un mes.
  - Al usar el termómetro, no debe tocar las pilas y al paciente simultáneamente.
  - No arroje las pilas al fuego.

## Errores de producto y solución de problemas

Problema	Elemento que detectar	Solución
	Pilas agotadas.	Sustituya las pilas viejas por otras nuevas.
	Las pilas se colocaron con la polaridad equivocada. Las pilas no están instaladas correctamente.	Saque las pilas y vuelva a instalarlas correctamente.
	No se puede realizar la medición porque la capacidad actual de las pilas es demasiado baja.	Sustituya las pilas.
	La distancia de medición es demasiado grande. La temperatura objetivo está más allá del rango de mediciones. La temperatura ambiente supera el rango para el que se ha diseñado o es inestable.	Siga el manual de instrucciones y repita las mediciones.
	Estado actual: Todos los símbolos parpadean en la pantalla. El producto no se puede utilizar.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

## Temperatura corporal

- La temperatura corporal oscila entre los 35,5 °C - 37,8 °C ( 95,9 °F a 100 °F). Para determinar si la persona tiene fiebre, compare la temperatura detectada con su temperatura normal. Un aumento de 1 °C (1 °F) o más por encima de la temperatura corporal de referencia generalmente indica que hay fiebre.
- Diferentes sitios de medición (rectal, axilar, oral, frontal, auricular) producirán diferentes lecturas. Por lo tanto, no debe comparar las mediciones tomadas en diferentes sitios.

- Estas son las temperaturas típicas de los adultos, basadas en los diferentes sitios de medición:

Rectal	97,9 °F - 99,1 °F	De 36,6 °C a 38 °C
Axilar	94,5 °F - 99,1 °F	De 34,7 °C a 37,3 °C
Oral	95,9 °F - 99,5 °F	De 35,5 °C a 37,5 °C
Auricular	96,4 °F - 100,4 °F	De 35,8 °C a 38 °C

## Cuidado y limpieza

1. La sonda (el sensor) es la parte más compleja del termómetro y debe mantenerse limpia e intacta para obtener lecturas precisas.  
Utilice el siguiente método para limpiarla:
  - 1) Limpie suavemente la superficie de la sonda con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol médico a más del 75 %.
  - 2) Espere por lo menos un minuto para que la sonda se seque completamente.
2. Si la sonda (el sensor) está rota, contacte al servicio de atención al cliente.
3. Utilice un trozo de tela suave y seca para limpiar la pantalla y la superficie externa del termómetro. Si el termómetro está muy sucio, puede humedecer un paño con un poco de alcohol médico para limpiar el dispositivo.
4. El producto no es impermeable. No limpie el dispositivo con detergentes. No sumerja el termómetro en agua u otros líquidos.

## Mantenimiento

1. Esta empresa no ha autorizado a ninguna agencia o individuo a realizar reparaciones o mantenimiento del producto. No intente desmontar o modificar el termómetro si sospecha que hay problemas con el funcionamiento del dispositivo.
2. El termómetro IR es un instrumento extremadamente preciso. Cualquier mantenimiento inadecuado, desmontaje o modificación puede llevar a inexactitudes en las mediciones del producto.
3. Compruebe que el dispositivo no esté dañado después de cualquier caída. Si no está seguro, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para que revisen el dispositivo.
4. El termómetro se calibra, inicialmente, al momento de su fabricación. Si este termómetro se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso, no será necesario reajustarlo periódicamente. Si en algún momento tiene dudas sobre la exactitud de la medición durante el período de garantía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
5. El usuario no puede encargarse del mantenimiento de ningún componente. Se podrán suministrar los esquemas de conexiones, las listas de piezas, las descripciones, las instrucciones de calibración o cualquier otro dato que pueda ayudar al personal técnico cualificado del usuario a reparar las piezas del equipo que se deban reparar.
6. Puede solicitar el método para verificar la exactitud clínica; para ello, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

- 
7. El dispositivo no debe almacenarse ni utilizarse a una temperatura o con una humedad excesivamente alta o baja (consulte los datos técnicos), a la luz del sol, junto con una corriente eléctrica o en lugares donde haya mucho polvo. Evite que el producto se caiga o se someta a fuerzas externas. De lo contrario, pueden producirse imprecisiones en la medición.
  8. No toque directamente la sonda con los dedos ni sople sobre ella. Las mediciones realizadas con una sonda de infrarrojos dañada o sucia pueden ser inexactas.
  9. El dispositivo necesita 4 horas para calentarse entre usos, desde la temperatura de almacenamiento mínima hasta estar preparado para su USO PREVISTO, cuando la temperatura ambiente sea de 20 °C.
  10. El dispositivo necesita 4 horas para enfriarse entre usos, desde la temperatura de almacenamiento máxima hasta estar preparado para su USO PREVISTO, cuando la temperatura ambiente sea de 20 °C.

## Materiales incluidos

Use solo los accesorios proporcionados por el fabricante original y compruebe si falta algún accesorio.

- 1 Termómetro IR
- 2 pilas AAA de 1,5 V
- 1 manual de instrucciones

## Signos y símbolos

Los siguientes símbolos aparecen en estas instrucciones de uso y en el dispositivo:



Símbolo de “LEER LA GUÍA DE FUNCIONAMIENTO”  
(Color de fondo de la señal: azul. Símbolo gráfico de la señal: blanco).



Símbolo de “PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE – Los residuos de productos eléctricos no deben ser desechados con la basura doméstica. Recicle si cuenta con instalaciones disponibles para ello. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener consejos sobre el reciclaje”.



Símbolo de “FABRICANTE”



Símbolo de “PRECAUCIÓN”



Símbolo de “NÚMERO DE SERIE”



Símbolo de “REPRESENTANTE EUROPEO”

**IP22** El primer símbolo numérico característico para “Grados de protección contra el

acceso a partes peligrosas y objetos sólidos extraños". El segundo símbolo numérico característico para "Grados de protección contra la penetración de agua"



Símbolo de "Parte de aplicación, tipo BF"

**CE 0197** Símbolo de "CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DPS 93/42/EEC"

## OTROS ESTÁNDARES Y CONFORMIDADES

Este dispositivo cumple con la Directiva de la UE 93/42/CEE relativa a los productos médicos, IEC 60601-1 (Equipos electromédicos -- Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial), IEC 60601-1-2 (Equipos electromédicos -- Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad básica y el funcionamiento esencial - Norma colateral: Compatibilidad electromagnética - Requisitos y ensayos), la ASTM (Sociedad Americana de Ensayos y Materiales) E 1965 - 98 , IEC-60601-1-11(Requisitos generales para la seguridad básica y el funcionamiento esencial. Norma colateral: Requisitos para el equipo electromédico y el sistema electromédico utilizado para el cuidado en el entorno médico del hogar.), ISO 80601-2-56 (Equipos electromédicos -- Parte 2-56: Requisitos particulares para la seguridad básica y características de funcionamiento esencial de los termómetros clínicos para la medición de la temperatura corporal). Tenga en cuenta que los sistema de comunicación de alta frecuencia portátiles y móviles podrían interferir con esta unidad.

Este termómetro de infrarrojos cumple con los requisitos establecidos en la norma ASTM (E1965-98). El fabricante asume responsabilidad plena de la conformidad de este producto con la norma (fabricante: ANDON HEALTH CO., LTD. Dirección: 3 Jinping Street, Ya An Road, Nankai District, Tianjin 300190, China).

## INFORMACIÓN DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

**Tabla 1 - Límites de emisión por el entorno**

Fenómeno	Cumplimiento	Entorno electromagnético
Emisiones de RF conducidas y radiadas	CISPR 11 Grupo 1, Clase B	El dispositivo está destinado a ser utilizado en el entorno sanitario a domicilio
Distorsión armónica	IEC 61000-3-2 NA	El dispositivo funciona con pilas
Fluctuaciones de voltaje y parpadeo	IEC 61000-3-3 NA	El dispositivo funciona con pilas

**Tabla 2 - Puerto envolvente**

Fenómeno	Norma de compatibilidad electromagnética básica	Niveles de prueba de inmunidad
		Entorno sanitario a domicilio
Descarga electrostática	IEC 61000-4-2	Contacto $\pm 8$ kV Aire $\pm 2$ kV, $\pm 4$ kV, $\pm 8$ kV, $\pm 15$ kV
Campo electromagnético de	IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz-2,7 GHz

radiofrecuencia radiado		80 % AM a 1 kHz
Campos de proximidad de equipos de comunicaciones inalámbricos de RF	IEC 61000-4-3	Consulte la tabla 3
Campos magnéticos de frecuencia de potencia nominal	IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz o 60 Hz

**Tabla 3 - Campos de proximidad de equipos de comunicaciones inalámbricos de RF**

Frecuencia de prueba (MHz)	Banda (MHz)	Niveles de prueba de inmunidad
		Entorno en centros sanitarios profesionales
385	380-390	Modulación de pulsos 18 Hz, 27 V/m
450	430-470	FM, $\pm 5$ kHz desviación, 1 kHz sinusoidal, 28 V/m
710	704-787	Modulación de pulsos 217Hz, 9 V/m
745		
780		
810	800-960	Modulación de pulsos 18Hz, 28 V/m
870		
930		
1720	1700-1990	Modulación de pulsos 217Hz, 28 V/m
1845		
1970		
2450	2400-2570	Modulación de pulsos 217Hz, 28 V/m
5240	5100-5800	Modulación de pulsos 217Hz, 9 V/m
5500		
5785		

## **GARANTÍA**

Póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de atención al cliente en caso de reclamaciones contempladas por la garantía. Si tiene que enviar la unidad, adjunte una copia de su recibo con una clara descripción del defecto.

Los términos de la garantía son los siguientes:

- 
1. El período de garantía del dispositivo es de un año a partir de la fecha de entrega. En caso de una reclamación de garantía, el recibo de venta o la factura confirmará la fecha de entrega.
  2. Las reparaciones hechas durante el periodo de garantía no prolongan dicho período.
  3. La garantía no incluye los siguientes casos
    - Todos los daños causados por tratamientos inadecuados, como, por ejemplo, el no seguir las instrucciones de uso.
    - Todos los daños que se deban a reparaciones o manipulaciones por parte del cliente o de terceros no autorizados.
    - Daños que se han producido durante el transporte desde fabricante al consumidor o durante el transporte al centro de servicio.
    - Accesorios que están sujetos a condiciones normales de desgaste.
  4. Se exonera toda responsabilidad por pérdidas causadas directa o indirectamente por la unidad, incluso si el daño a la unidad se acepta como reclamación de garantía.

Distribuido por:

USA:

iHealth Labs Inc.

120 San Lucar Ct., Sunnyvale, CA 94086, EE. UU.

+1-855-816-7705

[www.ihealthlabs.com](http://www.ihealthlabs.com)

Europe:

iHealthLabs Europe SAS

36 Rue de Ponthieu, 75008, París, Francia

[support@ihealthlabs.eu](mailto:support@ihealthlabs.eu) [www.ihealthlabs.eu](http://www.ihealthlabs.eu)



iHealthLabs Europe SAS

36 Rue de Ponthieu, 75008, París, Francia



ANDON HEALTH CO., LTD.

No. 3 Jinping Street, Ya An Road, Nankai District, Tianjin 300190, China

Tel.: 86-22-87611660

Fecha de emisión: 20 de mayo de 2020